

Lednice LCexv 4010 MediLine | LIEBHERR

Laboratorní kombinovaná lednice exproof

- Účinný systém chlazení cirkulujícím vzduchem
- Vnější digitální ukazatel teploty
- Možnost uzamčení dvířek na klíč
- Možnost změnit stranu závěsů umožňuje uzpůsobení dle individuálních potřeb
- Optická a akustická signalizace v případě poruchy a alarm po přerušení dodávky el. energie
- Lednice je vhodná pro skladování vysoce hořlavých produktů
- Interiér je licencován jako nebezpečný prostor zóny 2 podle 2014/34/EU (směrnice ATEX)
- Mezi typické produkty pro skladování patří výzkumné vzorky, činidla, které jsou zařazeny do skupiny výbuchu IIB+H2 a teplotní třídy T6 podle 2014/34/EU (směrnice ATEX)
- Není vhodné v lednici skladovat krev, plazmu nebo jiné tělesné tekutiny pro účely infuze
- Spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům a směrnicím EU 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2009/125/EG a 2011/65/EU

Technické parametry

Užitný objem, celkem:	345 l
Chladicí část:	240 l
Mrazicí část:	105 l
Rozsah teploty chladicí části:	+3 až +16 °C
Rozsah teploty mrazicí části:	-9 až -30 °C
Barva:	bílá
Materiál dvěří/víka:	ocel
Odkládací plochy chladicí části:	5
Zásuvky v mrazicí části:	3
Zámek:	součást vybavení
Hluk-akustický výkon:	52 dB
Spotřeba energie za rok:	657 kWh/a
Napájení:	220 - 240 V, 50 Hz
Vnější rozměry (š x h x v):	60,1 x 61,8 x 200,3 cm
Hmotnost:	85 kg



Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Lednice LCexv 4010 MediLine	1	F999951