

Lednice LKexv 1800 MediLine | LIEBHERR

Laboratorní lednice s vnitřním prostorem v nevybušném provedení (exproof)

- Jednoduché analogové nastavení teploty
- Možnost uzamčení dvířek na klíč
- Možnost změnit stranu závěsů umožňuje uzpůsobení dle individuálních potřeb
- Lednice je vhodná ke skladování vznětlivých produktů v uzavřených nádobách
- Vnitřní prostor je přípustný jako prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2 dle 2014/34/EU (směrnice ATEX)
- Typicky skladovanými produkty jsou výzkumné vzorky, činidla, laboratorní inventář atd., které jsou klasifikovány do třídy výbušnosti IIB+H2 a teplotní třídy T6 dle 2014/34/EU (směrnice ATEX)
- Není vhodné v lednici skladovat chemicky nestabilní látky, krev, plazmu nebo jiné tělesné tekutiny pro účely infuze
- Spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům a směrnicím EU 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU

Technické parametry

Užitný objem, celkem:	160 l
Rozsah teploty chladicí části:	+1 až +15 °C
Barva:	bílá
Materiál dveří:	ocel
Odkládací plochy chladicí části:	4
Výškově přestavitelné plochy:	3
Zámek:	součást vybavení
Hluk-akustický výkon:	47 dB
Spotřeba energie za rok:	328 kWh/a
Napájení:	220 - 240 V, 50 Hz
Vnější rozměry (š x h x v):	60 x 60 x 86 cm
Hmotnost:	38 kg



Lednice LKexv 1800 MediLine



Lednice LKexv 1800 MediLine

Model

Balení (ks)

Katalogové číslo

Lednice LKexv 1800 MediLine	1	F999356
-----------------------------	---	---------