

Legionella Growth supplement

BCYE additive, lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro izolaci bakterií *Legionella*

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H314-H302

Použití: Obsah 1 ampule rozpustit v 10 ml sterilní deionizované vody a přidat k 90 ml vyklávaného Legionella agaru ([R.CL48.1](#)) Pro selektivní izolaci bakterií *Legionella* doporučujeme doplnit médium ještě o Legionella GVPC Supplement ([R.CL50.1](#))

Teplota skladování: +4 °C



Legionella Growth Supplement

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	10 vialek	sklo	R.CL49.1

1 sada suplementu (10 vialek) vystačí na 10 × 100 ml Legionella agaru