

Legionella GVPC supplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterií *Legionella*

- Směs glycinu a antibiotik inhibuje většinu doprovodné bakteriální flóry, čímž napomáhá selektivnímu růstu legionel

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H301-H341-H360D-H412-EUH208

Použití: obsah 1 ampule rozpustit v 5 ml sterilní deionizované vody a přidat k 500 ml vyklávaného Legionella agaru ([R.CL48.1](#))

Teplota skladování: +4 °C



Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	10 vialek	sklo	R.CL50.1

1 sada supplementu (10 vialek) vystačí na 10 × 500 ml Legionella agaru