

Lihoměr laboratorní

Lihoměr s teploměrem s organickou náplní v těle lihoměru

- Laboratorní lihoměr podléhá povinnému ověření
- Lihoměr je dodáván s certifikátem ověření

Technické parametry

Referenční teplota:	20 °C
Teplotní rozsah:	0 až +30 °C, dělení 0,5 °C
Náplň teploměru:	červená organická náplň



Laboratorní lihoměr

Měřicí rozsah (obj. %)	Dělení (obj. %)	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0-25	0,2	440	1	L341021
24-45	0,2	440	1	L341022
44-70	0,2	440	1	L341023
68-88	0,2	440	1	L341024
87-100	0,1	440	1	L341011