

Listeria Oxford supplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterie *Listeria monocytogenes*

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H300-H341-H360D-H411

Teplota skladování: +4 °C

Aplikace: 1 vialka supplementu se rozpustí v 5 ml sterilní směsi acetonu a destilované vody (1:1) a následně se přidá k 500 ml autoklávovaného Oxford Listeria agaru ([R.5767.1](#))



Listeria Oxford supplement

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	10 vialek	sklo	R.5801.1

1 sada supplementu (10 vialek) vystačí na 10 × 500 ml Oxford Listeria agaru ([R.5767.1](#))