

Lopatka odběrová sterilní

Jednorázová individuálně balená odběrová lopatka

- Tvar a velikost lopatek umožňuje snadný odběr vzorků z nádob se širokým hrdlem
- Sterilizované gamma zářením, dodávané s certifikátem sterilizace pro každou výrobní šarži
- Dlouhé držadlo lopatek objemu 60 a 125 ml minimalizuje riziko kontaktu ruky s odebíraným materiálem

Technické parametry

Materiál: rázuvzdorný PS, odpovídá požadavkům FDA



Objem (ml)	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
60	203	10	A369021
60	203	100	A369020
125	221	10	A369041
125	221	100	A369040
250	190	10	A369062
250	190	100	A369060

UPOZORNĚNÍ: Dodací lhůty sterilního odběrového materiálu jsou 4-6 týdnů.