

LYSOZYM

Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg

CAS: 12650-88-3

- Ideální pro lyzi bakterií pro preparaci DNA

Technické parametry

Molekulová hmotnost: ~14 000

Teplota skladování: -20 °C



LYSOZYM

Čistota	Balení	Katalogové číslo
lyofilizovaný prášek	1 g	L 06501
lyofilizovaný prášek	10 g	L 06502
lyofilizovaný prášek	25 g	R.8259.3