

Lžičky jednostranné



Lžička jednostranná s kulatým držadlem

Technické parametry

Materiál: nerez ocel 18/10

Celková délka (mm)	Průměr lžičky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
120	25	1	R163561
150	25	1	R163661
180	25	1	R163761
210	30	1	R163861
250	35	1	R163961
300	35	1	R164061



Lžička jednostranná s kulatým držadlem

Lžička jednostranná oválná

Lžička s plochým držadlem

Technické parametry

Materiál:	nerez ocel Remanit 4301
Rozměr lžičky:	15 x 30 mm
Celková délka:	150 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Lžička jednostranná oválná	1	R174571



Lžička jednostranná oválná

Lžička jednostranná otevřená

Technické parametry

Materiál:	nerez ocel Remanit 4301
Rozměr lžičky:	20 x 30 mm
Celková délka:	200 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Lžička jednostranná otevřená	1	R173471



Lžička jednostranná otevřená

Lžička na sypké materiály

Plochá jednostranná nemagnetická lžička

- Podélný tvar lžičky pro snadnou manipulaci s práškovými materiály

Technické parametry

Materiál:	nerez ocel 18/8
Rozměr lžičky:	10 x 40 mm
Celková délka:	170 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Lžička na sypké materiály	1	R382961



Lžička na sypké materiály

Lžička jednostranná kulatá

Kulatá lžička s ergonomicky tvarovaným plastovým držadlem

- Lžičku lze mýt v myčce, max. teplota 99°C

Technické parametry

Materiál lžičky:	nerez ocel
Materiál držadla:	ABS
Rozměry lžičky:	40 mm (vnitřní průměr) x 21 mm
Celková délka:	148 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Jednostranná kulatá lžička	1	I934341



Lžička jednostranná kulatá