

Makropipeta automatická nastavitelná ACURA 835 | SOCOREX

Pipeta se standardním kónusem a digitálním nastavováním objemu pro dávkování 0,2 až 10 ml

- Velmi lehké, nárazuvzdorné a UV-rezistentní pipety s dokonalým ergonomickým tvarem
- Odečítání objemu v okénku na těle pipety
- Standardní nastavování dávkovaného objemu otáčením dávkovacího knoflíku
- Plně autoklávovatelné v sestaveném stavu, bez nutnosti rekalibrace
- Přestavitelná poloha vyhazovače pro různé typy špiček
- Barevně kódované okénko displeje a dávkovací knoflík, možnost vlastní barevné kombinace
- Jednoduchá kalibrace pomocí zabudovaného klíče, zámek nastavené hodnoty
- Individuální kontrolní certifikát, záruka 3 roky
- Minimální síla potřebná pro ovládání usnadňuje dlouhodobé rutinní použití
- Nástavec na pipetu 2 a 5 ml pro použití skleněných Pasteurových pipet místo špiček
- Celulózový filtr vsunutý do otvoru v kónusu brání kontaminaci vnitřních částí pipety

Technické parametry

Balení filtrů pro pipetu 0,5 - 5 ml: 250 ks

Balení filtrů pro pipetu 1 - 10 ml: 100 ks

Objem (ml)	Přesnost při minimálním objemu	Přesnost při maximálním objemu	Reprodukovatelnost při minimálním objemu	Reprodukovatelnost při maximálním objemu
0,2 - 2	< ±1,5 %	< ±0,5 %	< 0,5 %	< 0,2 %
0,5 - 5	< ±1,5 %	< ±0,6 %	< 0,6 %	< 0,3 %
1 - 10	< ±1,5 %	< ±0,5 %	< 0,5 %	< 0,2 %



Makropipeta automatická nastavitelná ACURA 835

Objem (ml)	Krok (ml)	Typ špičky	Katalogové číslo
0,2 - 2	0,002	2 ml	S835002
0,5 - 5	0,01	5 ml	S835005
1 - 10	0,01	10 ml	S835010

Příslušenství pro makropipety ACURA 835

Nástavce a filtry

Technické parametry

Materiál filtru:

celulóza

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Nástavec na pipetu 2 a 5 ml pro Pasteurovy pipety	1	S835633
Filtry pro pipetu 2 a 5 ml	10	S832201
Filtry pro pipetu 2 a 5 ml	50	S832206
Filtry pro pipetu 2 a 5 ml	25	S832204
Filtry pro pipetu 10 ml	10	S831301
Filtry pro pipetu 10 ml	50	S831303



Příslušenství pro makropipety