

Makropipeta jednokanálová automatická nastavitelná CALIBRA 832 | SOCOREX

Vysoce přesná nastavitelná automatická pipeta

- Úzký integrovaný vyhazovač špiček
- Snadná kalibrace uživatelem
- Možnost opakovaně autoklávkovat kompletně sestavenou pipetu
- Možnost použít skleněné Pasteurovy pipety pro 2 ml model
- Ochranný filtr v ústí kónusu
- Pro přesné dávkování větších objemů
- Individuálně kalibrované pipety s kalibračním certifikátem
- Záruka 3 roky

Technické parametry

Objem (μl)	Přesnost při minimálním objemu	Přesnost při maximálním objemu	Reprodukovatelnost při minimálním objemu	Reprodukovatelnost při maximálním objemu
200 - 2 000	< ±1,5 %	< ±0,5 %	< 0,5 %	< 0,2 %
1000 - 10 000	< ±1,5 %	< ±0,5 %	< 0,3 %	< 0,15 %



Jednokanálová automatická nastavitelná makropipeta Calibra

Objem (μl)	Dělení (μl)	Typ špičky	Katalogové číslo
200 - 2000	10	2 (makro)	S832020
1000 - 10 000	100	10 (makro)	S832100