

Makropipeta jednokanálová elektronická ACURA 936 | SOCOREX

Mikroprocesorem řízená pipeta pro dávkování objemů v rozsahu 0,25 až 10 ml

- Jednoduché a intuitivní programování, jednoduché ergonomické ovládání
- Software pro přímé a reversní pipetování, krokové dávkování, promíchávání a ředění
- Velký displej přepínatelný pro čtení zprava i zleva
- Přestavitelná poloha vyhadzovače pro různé typy špiček
- Tři nastavitelné rychlosti dávkování, počítání pipetovacích cyklů
- Rychlá výměna samostatného NiMH bateriového modulu v držadle pipety
- Dvoubodová nebo třibodová kalibrace, indikátor nabití baterie, počítání pipetovacích cyklů

Technické parametry

Základní sada Acura-electro: obsahuje pipetu, nabíjecí stojánek, rychlonabíjecí zdroj a náhradní bateriový modul

Acura-electro pipeta: dodáváme s QC certifikátem a návodem k obsluze, nutno objednat některý nabíjecí systém

Rozsah (ml)	Reprodukovatelnost při minimálním objemu	Reprodukovatelnost při maximálním objemu	Přesnost při minimálním objemu	Přesnost při maximálním objemu
0,1 - 2	< $\pm 1,5$ %	< $\pm 0,5$ %	< 0,6 %	< 0,15 %
0,25 - 5	< $\pm 1,2$ %	< $\pm 0,5$ %	< 0,6 %	< 0,15 %
0,5 - 10	< $\pm 1,0$ %	< $\pm 0,5$ %	< 0,5 %	< 0,15 %



Jednokanálové makropipety model 936

Základní sada				Samotná pipeta			
Rozsah (ml)	Krok (ml)	Typ špičky (ml)	Katalogové číslo	Rozsah (ml)	Krok (ml)	Typ špičky (ml)	Katalogové číslo
0,1 - 2	0,01	2 ml	S936902	0,1 - 2	0,01	2 ml	S936002
0,25 - 5	0,05	5 ml	S936905	0,25 - 5	0,05	5 ml	S936005
0,5 - 10	0,05	10 ml	S936910	0,5 - 10	0,05	10 ml	S936010