

Médium bezsérové UltraCULTURE

Kompletní médium na bázi DMEM:F12 pro kultivace různých typů savčích buněk

- Médium doplněné inzulinem, transferinem a purifikovanými sérovými proteiny včetně albuminu
- Podporuje fúzi buněk při tvorbě hybridomů, růst adherentních i neadherentních savčích buněk
- Podporuje tvorbu virových partikulí při přípravě vakcín

Technické parametry

Celková koncentrace proteinů: přibližně 3 mg / ml

Teplota skladování: 2°C až 8°C

Popis	Balení	Katalogové číslo
UltraCULTURE médium bez L-glutaminu	500 ml	D.12-725F
UltraCULTURE médium bez L-glutaminu	12 x 500 ml	D.12-725F.12

V kombinaci s kryoprotektivním médiem (12-132) vhodné i na mražení buněk