

Médium č. 1 s antibiotiky

Standardní agarové médium pro detekci a stanovení účinnosti antibiotik

Technické parametry

Složení (na 1 litr):	6 g peptonu; 4 g peptonu z kaseinu; 3 g kvasničného extraktu; 1,5 g hovězího extraktu; 1 g monohydrátu glukózy; 15 g Agarů
pH:	6,6 ±0,1
Aplikace:	30,5 g na 1 l agarů
Teplota skladování:	+20 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL53.1

Synonymum: Antibiotic agar No. 1, Penassay Seed Agar