

Médium č. 23 s antibiotiky

Agarové médium pro detekci a stanovení účinnosti antibiotik

Technické parametry

Složení (na 1 litr):	10 g glukózy; 2,5 g kvasničného extraktu; 0,69 g hydrogenfosforečnanu draselného; 0,45 g dihydrogenfosforečnanu draselného; 13,5 g agaru
pH:	5,6 ±0,1
Teplota skladování:	+20 °C
Aplikace:	27,1 g na 1 l agaru Těsně před nalitím na misky přidejte 14,3 g chloridu amonného v 10 ml sterilní vody

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL54.1