

Médium IMDM ROTI®-CELL

Iscove's Modified Dulbecco's Medium pro rychle rostoucí buňky

- Všechny varianty obsahují HEPES pro dostatečné pufování
- Médium obsahuje DMEM s vysokou koncentrací glukózy, selen, HEPES a místo železa draslík v podobě dusičnanu draselného, aminokyseliny a vitamíny
- Je vhodné pro kultivaci široké škály savčích buňčných linií a primárních buněk, včetně B- a T lymfocytů, stejně jako hybridomových buněk



Médium IMDM ROTI®-CELL

Médium IMDM ROTI®-CELL s L-glutaminem, pyruvátem a HEPES

Skladování při +4 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium IMDM ROTI®-CELL s L-glutaminem, pyruvátem a HEPES	500 ml	R.9033.1