

Médium MEM-Alpha / Eagle ROTI®-CELL

Média pro kultivaci různých suspenzních a adherentních savčích buněk, včetně keratinocytů a lidských melanomových buněk

- Média typu Alpha-Eagle jsou založena na EMEM a navíc obsahují následující složky: vitamín B12, kyselinu askorbovou, neesenciální aminokyseliny, pyruvát sodný, kyselinu lipoovou a D-biotin



Médium MEM-Alpha

Médium MEM-Alpha / Eagle ROTI®-CELL bez L-glutaminu a nukleosidů

Skladování při +4 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium MEM-Alpha / Eagle ROTI®-CELL bez L-glutaminu a nukleosidů	500 ml	R.9058.1

Médium MEM-Alpha / Eagle ROTI®-CELL s pyruvátem a nukleosidy, bez L-glutaminu

Skladování při +4 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium MEM-Alpha / Eagle ROTI®-CELL s pyruvátem a nukleosidy, bez L-glutaminu	500 ml	R.1TEA.1