

Médium pro fibroblasty | Lonza

Médium pro podporu růstu většiny primárních lidských fibroblastů včetně plicních a kožních fibroblastů

- Sada obsahuje základní médium a nezbytné doplňky, které jsou pro pohodlnou kultivaci fibroblastů baleny společně
- Médium FBM-2 obsahuje 2 % séra

Technické parametry

Teplota skladování: základní médium 2 až 8°C doplňky do média -10 až -20°C



Popis	Balení	Katalogové číslo
FGM-2 BulletKit	500 ml + doplňky	D.CC-3132

Součástí kitu je kultivační médium FBM-2 (500 ml) a FGTM-2 SingleQuots Supplement Pack obsahující:

- 1x lahvičku s inzulinem (0,5 ml)
- 1x lahvičku s hFGF-B (0,5 ml)
- 1x lahvičku s GA-1000 (0,5 ml)
- 1x lahvičku s FBS (10 ml)