

Médium pro izolaci lymfocytů Roti®-Sep 1077

Médium na bázi polysacharózy pro separaci lymfocytů z krve pomocí centrifugace v hustotním gradientu

- Produkuje zřetelně rozlišené kompaktní vrstvy
- Může být přímo aplikován v protokolech, využívajících Ficoll® 400 ([R.CN90](#))

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H317-H334
Molekulární hustota:	~400 000 g/mol
Hustota:	1,077 g/ml
Teplota skladování:	+4 °C



Roti®-Sep 1077

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
Cellpure®, sterilní	100 ml	plast	R.0642.1
Cellpure®, sterilní	500 ml	plast	R.0642.2