

MES

kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová


CAS: 4432-31-9

Vzorec: C₆H₁₃NO₄S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

195,20



Čistota	Balení	Katalogové číslo
PUFFERAN® min 99 %	100 g	R 42562
PUFFERAN® min 99 %	250 g	R.4256.5
PUFFERAN® min 99 %	500 g	R 42563
PUFFERAN® min 99 %	1 kg	R 42564
min 99 %, pro biochemii	50 g	R.4259.1
min 99 %, pro biochemii	100 g	R.4259.2
min 99 %, pro biochemii	250 g	R.4259.3
min 99 %, pro biochemii	500 g	R.4259.4
min 99 %, pro biochemii	1 kg	R.4259.5