

METHYLČERVENĚ, SODNÁ SŮL roztok

C.I.13020, sodná sůl kyseliny 2-[4-(dimethylamino)fenylazo]benzoové, methyl red sodium salt

CAS: 845-10-3

Vzorec: C₁₅H₁₄N₃O₂Na

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	291,29
Indikátor:	pH 4,2 - 6,2
Barevný přechod:	červená - žlutá



Barevný přechod pH indikátoru

Čistota	Balení	Katalogové číslo
0,1% vodný roztok	250 ml	M 39501
0,1% vodný roztok	500 ml	M 39502
0,1% vodný roztok	1000 ml	M 39503
0,1% roztok v ethanolu	250 ml	M 39401
0,1% roztok v ethanolu	500 ml	M 39402
0,1% roztok v ethanolu	1000 ml	M 39403

*Rádi Vám připravíme nabídku také na jiné koncentrace indikátorových roztoků.