

METHYLESTER KYSELINY BENZOOVÉ


methylbenzoát

CAS: 93-58-3

Vzorec: C₈H₈O₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	136,2
Hustota:	1,09 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %, pro histologii a mikroskopii	500 ml	sklo	R.6944.5
min 99 %, pro histologii a mikroskopii	1 l	sklo	M 25501
min 99 %, pro histologii a mikroskopii	2,5 l	sklo	M 25502
min 99 %, pro histologii a mikroskopii	25 l	plech	R.6944.6