

METHYLESTER KYSELINY METHAKRYLOVÉ


methylmetakrylát

CAS: 80-62-6

Vzorec: C₅H₈O₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	100,12
Hustota:	0,94 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H315-H317-H335



Specifikace	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, extra čistý	250 ml	R.4233.7
min 99 %, extra čistý	1 l	M 29501
min 99 %, extra čistý	2,5 l	R.4233.2
min 99 %, extra čistý	25 l	R.4233.8