

METHYLESTER KYSELINY OCTOVÉ


methylacetát

CAS: 79-20-9

Vzorec: C₃H₆O₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	74,08
Hustota:	0,93 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H319-H336-EUH066



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro syntézu	500 ml	R.3730.3
min 99 %, pro syntézu	1 l	M 30501
min 99 %, pro syntézu	2,5 l	R.3730.2
min 99 %, pro syntézu	5 l	R.3730.4