

Míchačka magnetická bez topení bateriová | BEL-ART

Přenosná míchačka v plastovém krytu pro míchání malých objemů

- Vhodná do inkubátorů a laminárních boxů
- Chemicky odolný kryt z polypropylenu

Technické parametry

Maximální míchaný objem:	1 000 ml vody
Maximální otáčky:	900 ot/min
Napájení:	2 x baterie 1,5 V (velikost D), životnost 384 hod nepřetržitého míchání
Rozměry (š x h x v):	235 x 127 x 89 mm



Míchačka magnetická bez topení bateriová

Popis	Katalogové číslo
Bateriová míchačka	A370170

Míchačku dodáváme bez baterií. Pro optimální výkon, nepoužívejte magnetická míchadélka delší než 25 mm.