

Míchačka magnetická bez topení bateriová ST-200-P | COLE-PARMER STUART

Malá přenosná míchačka v plastovém krytu pro napájení z baterií nebo ze sítě

- Napájení z 1,5 V baterií, akumulátorové baterie nebo ze sítě
- Chemicky rezistentní kryt z ABS plastu
- Vhodná do inkubátorů, laminárních boxů a pro terénní použití
- Antimikrobiální ochrana BioCote zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Maximální míchaný objem: 1 500 ml vody

Maximální otáčky: 1 300 ot/min

Napájení: 4 x baterie 1,5 V (velikost D), životnost 600 hod nepřetržitého míchání

Rozměry (š x h x v): 160 x 150 x 70 mm

Hmotnost: 1,3 kg



Míchačka magnetická bez topení bateriová ST-200-P

Popis	Katalogové číslo
Bateriová magnetická míchačka	S083270
Adaptér pro připojení k síti 230 V	S083272
Auto-adaptér pro 12 V pro připojení do zásuvky zapalovače	S083273

Míchačku dodáváme s bateriemi a 25mm PTFE míchadélkem.