

Míchačka magnetická bez topení MINI ST-100 | COLE-PARMER STUART

Malé přenosné míchačky v plastovém krytu

- Robustní polypropylenové tělo a chemicky odolná polykarbonátová horní plocha míchačky
- Antimikrobiální ochrana BioCote zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Maximální míchaný objem:	1 000 ml vody
Otáčky:	350-2 000 ot/min
Napájení:	120-230V, 50-60Hz
Rozměry (š x h x v):	143 x 143 x 66 mm
Hmotnost:	0,5 kg



Míchačka magnetická bez topení MINI ST-100

Popis	Design	Katalogové číslo
Míchačka MINI ST-100	"STUART"	S083500

Magnetická míchadla různých tvarů a velikostí viz Laboratorní pomůcky / Magnetická míchadla