

Míchačka magnetická bez topení MST a MST digital | VELP

Kompaktní výkonné magnetické míchačky pro míchání roztoků do objemu 5 000 ml

- Během míchání nedochází k ohřevu pracovní plochy - ideální pro titrace, mikrobiologii a biochemii
- Bílá barva povrchu pro snadnou detekci barevných změn při titraci
- Konstrukce z technopolymeru odolného proti kyselinám
- Model MST digital navíc s časovým spínačem a nastavitelnou dobou reverzního míchání
- Plynulá analogová regulace otáček modelu MST, LCD displej modelu MST digital pro přesné nastavení otáček
- Elektronický systém SpeedServo™ modelu MST digital zaručující konstantní otáčky nezávisle na viskozitě
- Prodloužená záruka 3 roky - stačí, když zakoupenou míchačku zaregistrujete do 60 dnů [na stránkách výrobce](#)

[>>>](#)

Technické parametry

Model	MST	MST digital
Maximální míchaný objem	5 000 ml vody	5 000 ml vody
Maximální otáčky	1 100 ot/min	1 500 ot/min
Digitální nastavení otáček s krokem	-	10 ot/min
Časovač	-	1 až 900 minut, nebo kontinuálně
Automatické reverzní míchání	-	5 až 900 sek
Výkon	0,6 W	0,6 W
Napájení	100-220 V/50-60 Hz	100-220 V/50-60 Hz
Rozměry (š x h x v)	145 x 120 x 50 mm	145 x 120 x 50 mm
Hmotnost	400 g	600 g



Magnetická míchačka bez topení MST



Magnetická míchačka bez topení MST



Magnetická míchačka bez topení MST digital



Magnetická míchačka bez topení MST digital

Popis	Katalogové číslo
Magnetická míchačka MST	X100160
Magnetická míchačka MST digital	X100450