

Míchačka magnetická bez topení pro velké objemy ST-200-L-S | COLE-PARMER STUART

Pro míchání objemů až do 30 l s antimikrobiální ochranou BioCote®

- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje
- Robustní konstrukce s nerezovým povrchem

Technické parametry

Maximální míchaný objem:	30 l vody
Otáčky:	100-600 ot/min
Rozměr desky:	300 x 300 mm
Napájení:	230 V/50 Hz/50 W
Celkové rozměry (š x h x v):	369 x 328 x 103 mm
Hmotnost:	5 kg



Míchačka magnetická bez topení pro velké objemy ST-200-L-S

Popis	Katalogové číslo
Míchačka model SB 301	S000301