

Míchačka magnetická bez topení ST-200-MP | COLE-PARMER STUART

Kompaktní 3místná míchačka s antimikrobiální ochranou BioCote® - šetří prostor na laboratorním stole

- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje
- Jednotlivé nezávisle regulované míchací pozice, nerezová deska z jednoho kusu

Technické parametry

Kapacita :	3 kádinky 2 l
Maximální míchaný objem:	15 l vody (v jedné 20 l nádobě)
Otáčky:	100-1500 ot/min
Rozměr desky:	550 x 210 mm
Napájení:	230 V/50 Hz/150 W
Příkon:	150 W
Celkové rozměry (š x h x v):	606 x 268 x 94 mm
Hmotnost:	7 kg



Třímístná míchačka model ST-200-M

Popis	Katalogové číslo
Třímístná míchačka model ST-200-MP	S008160
Přidržovací tyč (600 x 12 mm) s připevňovacím blokem	S008169