

Míchačka magnetická bez topení US 151 a UC 151 | STUART

Míchačka s keramickým povrchem nebo povrchem z nerezové oceli s antimikrobiální ochranou BioCote®

- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje
- Model UC 151 se sklokeramickým povrchem s vynikající chemickou odolností
- Model US 151 s robustní deskou z nerez oceli
- Bílá barva sklokeramické desky usnadňuje sledování barevných změn (např. během titrace)
- Dno míchačky tvarované pro podsunutí desky laboratorního stojanu
- Integrovaný úchyt přidržovací tyče v těle topné ploténky

Technické parametry

Maximální míchaný objem:	15 l vody
Otáčky:	100-2000 ot/min
Rozměr desky:	150 x 150 mm
Napájení:	230 V/50 Hz
Příkon:	50 W
Hmotnost:	UC 151 - 2 kg
Hmotnost:	US 151 - 2,4 kg



Popis	Povrch	Rozměry š x d x v (mm)	Katalogové číslo
Míchačka model UC 151	keramika	172 x 248 x 107	S003015
Míchačka model US 151	nerez ocel	180 x 255 x 109	S003010
Přidržovací tyč SR1	Přidržovací tyč SR1	600 x 12	S009164

Míchačky dodáváme se 2 magnetickými míchadly krytými PTFE délky 25 mm