

Míchačka magnetická vícemístná bez topení POLY 15 VARIOMAG®

Univerzální bezmotorová míchačka s 15 míchacími místy

- Digitální displej pro přesné nastavení otáček
- Ideální pro biologické aplikace, kde je nutné zajistit identické podmínky pro více vzorků
- Funguje na principu rotujícího elektromagnetického pole

Technické parametry

Kapacita :	15 kádinek 250 ml nebo 6 baněk 1000 ml
Míchaný objem :	1-800 ml pro každé míchací místo
Otáčky:	130-990 ot/min
Vzdálenost mezi středy míchaných míst :	65 mm
Míchací výkon:	10 W
Napájení:	stolní transformátor 240 V/24 V
Pracovní podmínky:	-10 až +40 °C, 95 % RH
Rozměry (š x h x v):	240 x 420 x 35 mm
Hmotnost:	6 kg



Míchačka magnetická vícemístná bez topení POLY 15 VARIOMAG

Typ	Katalogové číslo
POLY 15	Q931516