

Míchačka zkumavek rotační F205 | FALC

Pro extrakci, hematologii a šetrné míchání buněčných suspenzí

- Míchačku dodáváme bez držáků na zkumavky, vhodný držák prosím objednejte samostatně
- Digitální kontrola rychlosti otáček, nastavitelný úhel náklonu
- Výměnné držáky pro mikrozkušavky a zkumavky různých průměrů
- Míchačku lze použít v inkubátoru i lednici
- Míchačku dodáváme bez držáků zkumavek, vhodný typ držáku prosím objednejte samostatně

Technické parametry

Otáčky:	2-40 ot/min
Úhel náklonu:	0-180°
Průměr rotačního držáku:	250 mm
Časovač :	0-999 min
Pracovní teplota:	+4 až +60 °C
Rozměry (š x h x v):	200 x 270 x 240 mm
Hmotnost:	3,2 kg



Rotační míchačka F205

Popis	Katalogové číslo
Rotační míchačka bez držáků zkumavek	X012925

Držák zkumavek pro míchačku F205 | FALC

Výměnné držáky s překlápěcím nebo kruhovým pohybem zkumavek

Pohyb	Popis	Počet zkumavek	Katalogové číslo
Překlápěcí	Držák mikrozkušavek 1,5 ml	48	X012930
Překlápěcí	Držák zkumavek průměr 15-20 mm	20	X012943
Překlápěcí	Držák zkumavek 50 ml	12	X012942

Kruhový	Držák zkumavek průměr 12 mm	63	X012944
Kruhový	Držák zkumavek průměr 16 mm	63	X012945
Kruhový	Držák zkumavek průměr 26 mm	30	X012946