

Míchadlo magnetické KOMET

Bílé míchadlo z vysoce účinného magnetického materiálu pro míchání velkých objemů a viskózních kapalin

- Čtyřnásobná síla magnetu ve srovnání s klasickým feromagnetickým jádrem

Technické parametry

Materiál: samarium-kobaltový magnet potažený PTFE



Míchadlo magnetické KOMET

Typ	Délka (mm)	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
KOMET 15	15	9	1	Q990715
KOMET 30	29	12	1	Q990730
KOMET 50	50	21	1	Q990750
KOMET 90	90	24	1	Q990790