

Míchadlo magnetické oválné

Bílé teflonové feromagnetické oválné míchadlo pro míchání v baňkách s kulatým dnem

Technické parametry

Materiál: permanentní Alnico magnet potažený PTFE

Materiál obalu: teflon PTFE



Míchadlo magnetické oválné

Délka (mm)	Průměr (mm)	Pro baňku (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	5	-	1	P137300
15	6	-	1	P137301
20	10	10 - 100	1	P035802
25	12	100 - 200	1	P035804
30	15	250 - 500	1	P035806
40	20	500 - 1 000	1	P035810
50	20	2 000 - 3 000	1	P035812
65	20	4 000 - 5 000	1	P137320
70	20	5 000 - 6 000	1	P137325