

Míchadlo magnetické POLYGON

Bílé teflonové osmihranné feromagnetické míchadlo bez prstence

Technické parametry

Materiál: permanentní Alnico magnet potažený PTFE



Míchadlo magnetické POLYGON

Délka (mm)	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	6	1	A712125
12	5	1	A712010
15	6	1	A712015
20	7	1	A712020
30	7	1	A712030
40	7	1	A712040
50	7	1	A712050
60	7	1	A712060
70	10	1	A712070
80	10	1	A712080
57	27*	1	A711802
107	27*	1	A711804
159	27*	1	A711806

*Pro míchání velkých objemů