

Mikrocentrifuga CF-200 | COLE-PARMER STUART

Kompaktní vysokoobrátková mikrocentrifuga (max 15 000 ot./min) s antimikrobiální ochranou BioCote

- Autoklávatelný hliníkový rotor s kovovým víkem
- Rotor pro max 12 mikrozkušavek 1,5/2,2 ml s možností použít redukce pro 0,2-0,3ml a 0,4-0,5ml mikrozkušavky
- Rotor pro dva PCR proužky 8 x 0,2 ml - nutno objednat samostatně
- Jednoduché nastavení parametrů pomocí jednoho otočného knoflíku
- Velký podsvícený LCD displej pro zobrazení času a rychlosti otáček nebo hodnot přetížení
- Tlačítko krátkého běhu nebo pulsního odstředování
- Možnost dálkového ovládání z připojeného PC s možností využití předprogramovaných běžně užívaných parametrů
- Automatická diagnostika a zobrazování chyb
- Automatické přerušení centrifugace při nevyváženosti rotorů
- Automaticky uzamčené víko centrifugy se uvolní, po ukončení centrifugace
- Nouzové uvolnění víka při přerušení napájení
- Antimikrobiální ochrana BioCote zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Nastavitelné otáčky :	500 - 15 000 ot/min
Přesnost nastavení otáček:	± 100 ot/min
Maximální přetížení úhlových rotorů:	15 596 x g
Maximální kapacita:	12 x 1,5 or 2,2ml mikrozkušavky nebo 2 x PCR proužek (8 x 0,2 ml)
Časovač :	1 až 999 min, s krokem 1 min (30 sek až 999 min), nebo kontinuální běh
Čas pro dosažení maximálních otáček:	< 30 s
Čas pro zastavení z maximálních otáček:	< 40 s
Hlučnost:	< 60 dB
Napájení:	síťový adaptér 100 až 240 VAC, 50/60 Hz, výstup 24 V, 6 A
Příkon:	72 W
Rozměry (š x h x v):	230 x 262 x 131 mm
Hmotnost:	4 kg



Mikrocentrifuga CF-200

Popis	Katalogové číslo
Mikrocentrifuga CF-200	S363000

Mikrocentrifugu CF-200 dodáváme s nainstalovaným rotorem pro mikrozkušavky 1,5/2,2 ml, síťovým adaptérem, klíčem pro uchycení rotoru, USB kabel, softwarem na CD, sadou (12 ks) adaptérů pro 0,2ml mikrozkušavky, sadou (12 ks) adaptérů pro 0,5ml mikrozkušavky a návodem.

Příslušenství pro mikrocentrifugu SCF3

- Rotor pro dva PCR stripy nutno objednat samostatně

Technické parametry

Počet adaptérů v sadě:

12 ks

Popis	Katalogové číslo
Rotor pro dva PCR stripy (8 x 0,2 ml)	S363002
Sada adaptérů pro 0,2-0,3ml mikrozkušavky	S363012
Sada adaptérů pro 0,4-0,5ml mikrozkušavky	S363015