

Mikrocentrifuga/vortex Combi-spin PCV-2400 | GRANT-BIO

Mikrocentrifuga s kloboučkem pro mixování zkumavek v otvoru víka

- Možnost použití v lednici i termostatu
- Snadná výměna rotorů pro různé mikrozkušavky
- Pro promývání buněk po kultivaci, přípravu vzorků pro PCR a enzymové reakce, imunoprecipitace, elektroforézu a další metody v PCR diagnostických a biochemických laboratořích
- Kontinuální provoz (max. 60 min), tlačítko krátkého běhu
- Mixovací klobouček přesahující zavřené víko umožňuje mixovat i při chodu centrifugy
- Pro centrifugaci vzorků v mikrozkušavkách a jejich následné individuální promíchání

Technické parametry

Otáčky:	2 800 ot/min při 50 Hz
Zrychlení:	700 x g
Kapacita :	12 x 1,5/2,0 ml nebo 12 x 0,5 + 12 x 0,2 ml
Napájení:	220-240 V
Provozní teplota:	4 až 40 °C
Rozměry (š x h x v):	125 x 235 x 190 mm
Hmotnost:	2,1 kg



Mikrocentrifuga/vortex Combi-spin PCV-2400

Popis	Katalogové číslo
Mikrocentrifuga/vortex Combi-spin PCV-2400	G422400

Combi-spin PCV-2400 se dodává s rotorem 12 x 1,5/2,0 ml a rotorem 12 x 0,5 + 12 x 0,2 ml

Rotor pro Combi-spin PCV-2400

Rotor	Katalogové číslo
Mikrozkušavky 8 x 1,5 / 2,0 ml + 8 x 0,5 ml	G422205
Mikrozkušavky 6 x 1,5 / 2,0 ml + 8 x 0,5 ml + 6 x 0,2 ml	G422502

PCR stripy 0,2 ml (2 x 8)

G422416

