

Mikrocentrifuga/vortex CVP-2 | GRANT-BIO

Mikrocentrifuga a vortex 2 v 1 pro PCR destičky

- Automatické naprogramované cykly pro zrychlení a zjednodušení postupů
- Umožňuje nezávislé mixování nebo centrifugování a střídavé centrifugování a mixování
- Rotor pro dvě PCR mikrotitrační destičky - ploché, s polovičním nebo plným rámečkem
- Pro molekulární biologii, izolaci a purifikaci DNA, přípravu vzorků pro PCR, resuspendování pelet, míchání viskózních vzorků a další metody vyžadující práci s velkým počtem malých vzorků
- Programování a sledování průběhu na dvouřádkovém LCD displeji

Technické parametry

Otáčky:	300-1500 ot/min
Maximální zrychlení:	245 x g
Frekvence třepání:	300-1 200 ot/min
Časový interval pro centrifugaci:	0 až 30 min
Časový interval pro mixování:	0-60 vteřin
Počet programovatelných cyklů:	1-999
Napájení:	síťový zdroj 24 V
Rozměry (š x h x v):	285 x 350 x 190 mm
Hmotnost:	6,15 kg



Popis	Katalogové číslo
Mikrocentrifuga/vortex CVP-2 PCR	G422000