

Mikrocentrifuga/vortex Multi-spin PCV-6000 | GRANT-BIO

Mikrocentrifuga/vortex s programováním sekvencí centrifugace a mixování

- Možnost použití v lednici i termostatu
- Přesné nastavení času a otáček centrifugace i mixování umožňuje použít i pro vzorky o objemu 5 µl
- Programování a sledování průběhu na dvouřádkovém LCD displeji
- Pro promývání buněk po kultivaci, přípravu vzorků pro PCR a enzymové reakce, imunoprecipitace, elektroforézu a další metody v PCR diagnostických a biochemických laboratořích
- Kontrola nad všemi parametry a jednoznačná pozice mikrozkušavky v rotoru zaručuje reprodukovatelnost
- Automatické naprogramované cykly zrychlují a zjednodušují postupy
- Snadná výměna rotorů pro různé mikrozkušavky
- Střídavé centrifugování a mixování vzorků v mikrozkušavkách umístěných v rotoru

Technické parametry

Otáčky:	1000-6000 ot/min
Maximální zrychlení:	2350 x g
Kapacita :	12 x 1,5/2,0 ml nebo 12 x 0,5 + 12 x 0,2 ml
Časový interval pro centrifugaci:	1 vteřina až 30 min, kontinuální běh
Intenzita mixování:	3 stupně
Časový interval pro mixování:	1 až 20 vteřin
Počet programovatelných cyklů:	1-999
Napájení:	síťový zdroj 12 V
Provozní teplota:	4 až 40 °C
Rozměry (š x h x v):	190 x 235 x 125 mm
Hmotnost:	2,5 kg



Mikrocentrifuga/vortex Multi-spin PCV-3000

Popis	Katalogové číslo
Mikrocentrifuga/vortex Multi-spin PCV-6000	G426000

Multi-spin PCV-6000 se dodává s rotorem 12 x 1,5 / 2,0 ml a rotorem 12 x 0,5 + 12 x 0,2 ml

Rotory pro Multi-spin PCV-6000

Rotor	Katalogové číslo
Rotor pro mikrozkušavky 8 x 1,5 / 2,0 ml + 8 x 0,5 ml	G422205
Rotor pro mikrozkušavky 6 x 1,5 / 2,0 ml + 6 x 0,5 ml + 6 x 0,2 ml	G422502
Rotor pro PCR stripy 0,2 ml (2 x 8)	G422416

