

Mikropipeta automatická nastavitelná s krátkým kónusem ACURA 826 XS | SOCOREX

Pipety vhodné pro práci v laminárním boxu pro dávkování objemů od 0,1 do 1 000 µl

- Krátký a úzký tvar kónusu pipety vhodný pro malé zkumavky
- Nízká váha a ergonomický tvar pipet redukuje fyzickou námahu
- Zdokonalený tvar těsnění zaručuje absolutní těsnost a snadné pipetování
- Nárazuvzdorné a UV-rezistentní pipety
- Plně autoklávovatelné v sestaveném stavu, bez nutnosti recalibrace
- Jednoduchá kalibrace pomocí zabudovaného klíče, zámek nastavené hodnoty
- Nastavitelná poloha vyhazovače pro různé typy špiček
- Individuální kontrolní certifikát, záruka 3 roky

Technické parametry

Objem (µl)	Přesnost při minimálním objemu	Přesnost při maximálním objemu	Reprodukovatelnost při minimálním objemu	Reprodukovatelnost při maximálním objemu
0,1 - 2	< ±6,0 %	< ±2,0 %	< 5,0 %	< 1,5 %
0,5 - 10	< ±2,5 %	< ±1,0 %	< 1,8 %	< 0,5 %
1 - 10	< ±2,5 %	< ±1,0 %	< 2,5 %	< 0,7 %
2 - 20	< ±2,5 %	< ±1,0 %	< 1,7 %	< 0,5 %
5 - 50	< ±1,5 %	< ±1,0 %	< 1,0 %	< 0,4 %
10 - 100	< ±1,5 %	< ±0,8 %	< 1,0 %	< 0,2 %
20 - 200	< ±1,5 %	< ±0,6 %	< 0,6 %	< 0,2 %
100 - 1 000	< ± 1,5%	< ± 0,5%	< 0,5%	< 0,2%



Acura 826 XS 0,5-10 µl



Acura 826 XS 100-1000 µl

Objem (μl)	Krok (μl)	Typ špičky	Katalogové číslo
0,1 - 2	0,002	mikro	S826002
0,5 -10	0,01	mikro	S826010
1 - 10	0,01	žluté	S826011
2 - 20	0,02	žluté	S826020
5 - 50	0,1	žluté	S826050
10 - 100	0,1	žluté	S826100
20 - 200	0,2	žluté	S826200
100 - 1 000	1	modré	S826110