

Mikropipeta fixní automatická Fixopet | KARTELL

Pipety s pevně nastaveným objemem od 5 do 1000 µl

- Rychlá a jednoduchá recalibrace, nastavitelná poloha vyhazovače pro různé typy špiček
- Odnímatelný vyhazovač umožňuje použít pipetu s úzkými zkumavkami
- Robustní tělo pipety z PVDF s vysokou mechanickou a chemickou odolností
- Plně autoklávovatelné 20 minut při teplotě 121 °C



Automatické fixní pipety FIXOPET

Model	Objem (µl)	Přesnost (%)	Reprodukovatelnost (%)	Katalogové číslo
Fixopet FX5	5	+mn2,0	≤ 1.0	K101303
Fixopet FX10	10	+mn1,2	≤ 0.5	K101304
Fixopet FX20	20	+mn0,9	≤ 0.4	K101305
Fixopet FX25	25	+mn0,9	≤ 0.4	K101306
Fixopet FX50	50	+mn0,9	≤ 0.3	K101307
Fixopet FX100	100	+mn0,9	≤ 0.3	K101308
Fixopet FX200	200	+mn0,6	≤ 0.2	K101309
Fixopet FX250	250	+mn0,6	≤ 0.2	K101310
Fixopet FX500	500	+mn0,6	≤ 0.2	K101311
Fixopet FX750	750	+mn0,6	≤ 0.2	K101312
Fixopet FX1000	1000	+mn0,6	≤ 0.2	K101313