

Mikroskop digitální BASIC | DINO-LITE

Jednoduché velmi malé ruční digitální mikroskopy se 2 rozsahy zvětšení

- Mikroskopy vhodné pro nenáročné použití nevyžadující speciální funkce
- Nejjednodušší model AM2111 bez možnost vypínání osvětlení a bez funkce měření
- Cenově výhodný model AM3113T pro průmyslové, vědecké a obchodní využití s vypínatelným osvětlením a funkcí měření
- Zlepšený senzor snímání modelu AM3113T poskytuje vysoce kvalitní obraz s velmi přirozenými barvami
- Odečet zvětšení přímo u zaostřovacího šroubu, mikropínač spouště v hlavě mikroskopu
- Software DinoCapture v češtině je součástí každého mikroskopu

Technické parametry

Sensor:	CMOS
Materiál čočky:	sklo s antireflexní vrstvou
Osvětlení:	bílé LED diody
IR Cutt-off filtr:	>650 nm
Materiál těla mikroskopu:	kompozitní plast
Připojení :	USB 2,0 (délka kabelu 1,8 m)
Rozměry (průměr x délka) :	32 x 105 mm
Hmotnost:	105 g



www.p-lab.cz

Mikroskop BASIC AM2111



lily pollen - AM2111 200x

Pyl lilie, zvětšení 200x



www.p-lab.cz

Mikroskop BASIC AM3113T




Mosquito, AM2111, 200x magnification

Komár, zvětšení 200x



Okraj mince, zvětšení 50x



Ametyst, zvětšení 30x



Detail kamene, zvětšení 35x

Model	Zvětšení	Rozlišení	Počet LED	Měření a kalibrace	Katalogové číslo
AM2111	10-70x, 200x	VGA 640x480 (0,3 Megapixel)	4	ne	D211100
AM3113T	10-70x, 200x	VGA 640x480 (0,3 Megapixel)	8	ano	D311302

Digitální mikroskopy dodáváme v pouzdře včetně softwaru na CD a návodu. Model AM3113T navíc s kalibračním měřítkem.