

Mikroskop optický MBL 2000 a MBL 2000-T | A. KRÜSS

- Abbého dvouočkový kondenzor s clonou a držákem filtrů
- MBL 2000-T - verze s trinokulární hlavicí pro připojení fotoaparátu
- MBL 2000 - binokulární mikroskop s osvětlením v noze mikroskopu

Technické parametry

Délka tubusu :	160 mm
Křížový posun :	74 x 30 mm, dělení stupnice 0,1 mm
Achromatické objektivy:	4x, 10x, 40x teleskopický, 100x imerze teleskopický
Ortoskopické okuláry :	10x
Zdroj světla:	halogenová žárovka 6 V, 20 W s plynulou regulací



MBL 2000

Popis	Katalogové číslo
Mikroskop MBL 2000	Q592000
Mikroskop MBL 2000-T s trinokulární hlavicí	Q592100
Okuláry 16x	Q591016
Mikrometrický okulár 15x	Q591002
Mikrometrický okulár 10x	Q591004

Další příslušenství (foto a video okuláry, fázový kontrast apod.) na vyžádání