

Mikrošpachtle s plastovým držadlem

Mikrošpachtle a sada čtyř různě širokých mikrošpachtlí

Technické parametry

Materiál špachtle:	antimagnetická nerezová ocel 18/10
Materiál držadla:	černý plast
Délka :	160 mm
Počet lžiček v sadě:	4



Špachtle



Sada prohnutých špachtlí



Sada špachtlí plochý

Popis	Tvar špachtle	Šířka špachtle (mm)	Balení	Katalogové číslo
Špachtle	plochý	4	1 ks	R619151
Špachtle	plochý	5	1 ks	R311951
Sada špachtlí	plochý	3, 4, 5 a 6	1 sada (4 ks)	I101621
Sada špachtlí	prohnutý	3, 4, 5 a 6	1 sada (4 ks)	I101721