

Mikrostříkačka Hamilton řady 7000

"Positive displacement" stříkačky s nulovým mrtvým objemem pro dávkování objemů menších než 5 µl

- Píst je prodloužen wolframovým drátkem v celé délce jehly
- Pro použití v plynové a kapalinové chromatografii, při dávkování plynů a korozivních kapalin, v sérologii a biochemii

Technické parametry

Přesnost:	< 50 nI
Délka jehly:	70 mm, stříkačka 7000.5OC má jehlu dlouhou 100 mm
Materiál jehly:	nerezová ocel 304
Balení:	1 ks

Jehla	Tvar špičky	Použití
Typ 2 (pst 2)	seříznutá v úhlu 10 - 12°, mírně ohnutá dovnitř	pro GC, díky ohnutí nevyřízne při propíchnutí do septa otvor
Typ 3 (pst 3)	kolmo seříznutá	pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky



Stříkačka s jehlou pst 2						Stříkačka s jehlou pst 3					
Typ stříkačky	Celkový objem (µl)	Dělení (µl)	Rozměry jehly Gauge	Rozměry jehly OD x ID (mm)	Katalogové číslo	Typ stříkačky	Celkový objem (µl)	Dělení (µl)	Rozměry jehly Gauge	Rozměry jehly OD x ID (mm)	Katalogové číslo
7000.5OC KH	0,5	0,005	32	0,24 x 0,11		7000.5OC KH	0,5	0,005	32	0,24 x 0,11	P886257
7000.5 KH	0,5	0,005	25	0,52 x 0,26	P886259	7000.5 KH	0,5	0,005	25	0,52 x 0,26	P886250
7001 KH	1	0,01	25	0,52 x 0,26	P880135	7001 KH	1	0,01	25	0,52 x 0,26	P880100
7101	1	0,01	22	0,72 x 0,41	P886211	7101	1	0,01	22	0,72 x 0,41	P886200
7002	2	0,02	25	0,52 x 0,26	P888411	7002	2	0,02	25	0,52 x 0,26	P888400
7102	2	0,02	23	0,64 x 0,34	P888511	7102	2	0,02	23	0,64 x 0,34	P888500

7105	5	0,05	24	0,57 x 0,31	P888011	7105	5	0,05	24	0,57 x 0,31	P888000
------	---	------	----	----------------	---------	------	---	------	----	----------------	---------