

## Mikrostrířačky Hamilton řady 700

Pro dávkování malých objemů v chromatografii a sérologii

- Píst individuálně přizpůsobený vnitřnímu průměru stříkačky s tolerancí miliontin palce
- Pro neprecipitující a nekystalizující organické vzorky, které neucpávají jehlu

## Technické parametry

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Přesnost:               | < 1 %               |
| Délka standardní jehly: | 51 mm               |
| Materiál jehly:         | nerezová ocel 304   |
| Materiál pístu :        | nerezová ocel       |
| Materiál stříkačky:     | borosilikátové sklo |

| Jehla         | Tvar špičky                                     | Použití                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ 2 (pst 2) | seříznutá v úhlu 10 - 12°, mírně ohnutá dovnitř | pro GC, díky ohnutí nevyřízne při propíchnutí do septa otvor |
| Typ 3 (pst 3) | kolmo seříznutá                                 | pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky           |



## Mikrostríkačky Hamilton řady 700

## Mikrostríčkačka typ N

Mikrostríkačky se zatmelenou jehlou do konce válce stríkačky, použití maximálně do 50 °C

## Technické parametry

Balení: 1 ks

| Stříkačka s jehlou typ 2 |                    |             |             |                  | Stříkačka s jehlou typ 3* |                    |             |             |                  |
|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| Typ stříkačky            | Celkový objem (μl) | Dělení (μl) | Gauge jehly | Katalogové číslo | Typ stříkačky             | Celkový objem (μl) | Dělení (μl) | Gauge jehly | Katalogové číslo |

|       |     |      |     |         |       |     |      |     |         |
|-------|-----|------|-----|---------|-------|-----|------|-----|---------|
| 75 N  | 5   | 0,05 | 26s | P887900 | 75 N  | 5   | 0,05 | 26s | P887908 |
| 701 N | 10  | 0,10 | 26s | P880300 | 701 N | 10  | 0,10 | 26s | P880365 |
| 702 N | 25  | 0,25 | 22s | P880400 | 702 N | 25  | 0,25 | 22s | P880465 |
| 705 N | 50  | 0,5  | 22s | P880500 | 705 N | 50  | 0,5  | 22s | P880565 |
| 710 N | 100 | 1,0  | 22s | P880600 | 710 N | 100 | 1,0  | 22s | P880665 |
| 725 N | 250 | 2,5  | 22s | P880700 | 725 N | 250 | 2,5  | 22s | P880765 |
| 750 N | 500 | 5,0  | 22  | P880800 | 750 N | 500 | 5,0  | 22  | P880865 |

\*Stříkačka typ 701 N se špičkou jehly typ 3 se dodává s jehlou Gauge 22s

Stříkačka typ 725 N se špičkou jehly typ 3 se dodává s jehlou Gauge 22

## Mikrostříkačka typ RN

Mikrostříkačky s přišroubovanou vyměnitelnou jehlou s plastovou ferulkou, po rozebrání lze stříkačky autoklávovat

## Technické parametry

Balení:

1 ks

| Stříkačka s jehlou typ 2 |                    |             |             |                  | Stříkačka bez jehly |                    |             |             |                  |
|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| Typ stříkačky            | Celkový objem (μl) | Dělení (μl) | Gauge jehly | Katalogové číslo | Typ stříkačky       | Celkový objem (μl) | Dělení (μl) | Gauge jehly | Katalogové číslo |
| 75 RN                    | 5                  | 0,05        | 26s         | P887930          | 75 RN               | 5                  | 0,05        | 26s         | P763401          |
| 701 RN                   | 10                 | 0,10        | 26s         | P880330          | 701 RN              | 10                 | 0,10        | 26s         | P763501          |
| 702 RN                   | 25                 | 0,25        | 22s         | P880430          | 702 RN              | 25                 | 0,25        | 22s         | P763601          |
| 705 RN                   | 50                 | 0,50        | 22s         | P880530          | 705 RN              | 50                 | 0,50        | 22s         | P763701          |
| 710 RN                   | 100                | 1,00        | 22s         | P880630          | 710 RN              | 100                | 1,00        | 22s         | P763801          |
| 725 RN                   | 250                | 2,50        | 22s         | P880730          | 725 RN              | 250                | 2,50        | 22s         | P763901          |
| 750 RN                   | 500                | 5,00        | 22          | P880830          | 750 RN              | 500                | 5,00        | 22          | P764001          |

Jehly pro stříkačky bez jehly a náhradní jehly viz "Jehly pro stříkačky Hamilton"

## Mikrostříkačka typ LT

Mikrostříkačky zakončené Luer kónusem pro jehly typu N nebo typu KF, dodávají se bez jehly, po rozebrání lze stříkačky autoklávovat

## Technické parametry

Balení:

1 ks

| Typ stříkačky | Celkový objem (μl) | Dělení (μl) | Gauge odpovídající jehly | Katalogové číslo |
|---------------|--------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 701 LT        | 10                 | 0,10        | 26s                      | P880301          |
| 702 LT        | 25                 | 0,25        | 22s                      | P880401          |

|        |     |      |     |         |
|--------|-----|------|-----|---------|
| 705 LT | 50  | 0,50 | 22s | P880501 |
| 710 LT | 100 | 1,00 | 22s | P880601 |
| 725 LT | 250 | 2,50 | 22s | P880701 |
| 750 LT | 500 | 5,00 | 22  | P880801 |

Jehly viz "Jehly pro stříkačky Hamilton" - nutno objednat samostatně