

Mikrozkumavka 1,5 ml s bezpečnostním uzávěrem | SIMPORT

- Ztenčený střed víčka usnadňuje propíchnutí
- Systém Secure-Lock™ zabraňuje náhodnému otevření víčka
- Vhodné pro použití do -86 °C, autoklávovatelné při 121°C
- PCR clean - bez DNA, DNáz, RNáz a pyrogenů

Technické parametry

Materiál:	PP
Stupnice:	0,5, 1,0 a 1,5 ml
Maximální přetížení úhlových rotorů:	20 000 x g



Mikrozkumavka 1,5 ml s bezpečnostním uzávěrem



Mikrozkumavka 1,5 ml s bezpečnostním uzávěrem a vytahovacím úchytem

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Mikrozkumavka 1,5 ml s bezpečnostním uzávěrem	1000	U333110
Mikrozkumavka 1,5 ml s bezpečnostním uzávěrem a vytahovacím úchytem	1000	U333120