

## Mikrozkumavka centrifugační 5,0 ml | SSI

Barevné a sterilní "PCR clean" centrifugační mikrozkumavky s připojeným víčkem a stupnicí

- Ploché víčko se zdrsňeným povrchem a velká popisovací plocha na stěně
- Číré zkumavky ve sterilním a nesterilním provedení, barevné zkumavky pouze nesterilní
- Společné balení barevných mikrozkumavek - každá barva v samostatném sáčku
- Sterilní číré mikrozkumavky bez RNáz, DNáz, DNA, a PCR inhibitorů
- Balení v praktických stojících sáčcích

### Technické parametry

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Materiál:                            | PP                                                     |
| Teplotní rozsah:                     | −80 až 100 °C (−80 až 80 °C, pokud byly autoklávovány) |
| Rozměry:                             | průměr 16 mm, výška 58 mm                              |
| Maximální přetížení úhlových rotorů: | 25 000 g                                               |



www.p-lab.cz

Mikrozkumavka centrifugační 5,0 ml čirá



www.p-lab.cz

Mikrozkumavky centrifugační 5,0 ml barevné



www.p-lab.cz

Mikrozkumavky v balení po 50 ks

| Popis              | Sterilita | Barva   | Balení (ks)   | Katalogové číslo |
|--------------------|-----------|---------|---------------|------------------|
| Mikrozkumavky 5 ml | ne        | čirá    | 200 (2 × 100) | U141000          |
| Mikrozkumavky 5 ml | ne        | červená | 50            | U141009.R        |

|                       |     |                               |                |           |
|-----------------------|-----|-------------------------------|----------------|-----------|
| Mikrozkumavky<br>5 ml | ne  | modrá                         | 50             | U141009.M |
| Mikrozkumavky<br>5 ml | ne  | žlutá                         | 50             | U141009.Y |
| Mikrozkumavky<br>5 ml | ne  | zelená                        | 50             | U141009.Z |
| Mikrozkumavky<br>5 ml | ne  | červená, modrá, žlutá, zelená | 200 (4 × 50)   | U141009.S |
| Mikrozkumavky<br>5 ml | ano | čirá                          | 1000 (20 × 50) | U141050   |