

Mikrozkumavka centrifugační s ClickLok plochým uzávěrem 5,0 ml | SIMPORT

Mikrozkumavka s popisovatelným uzávěrem pro bezpečné uchování vzorků

- Vyrobeno z vysoce kvalitního, transparentního polypropylenu
- Garantovaná čistota bez RNáz, DNáz, DNA a PCR inhibitorů a pyrogen-free
- Ve středu víčka je membrána pro usnadnění propíchnutí jehlou
- Precizní utěsnění víčka pro minimalizaci ztrát způsobených odpařováním při dlouhodobém skladování
- Autoklátovatelné při otevření po dobu 20 min
- Popisovatelná plocha na stěně a na víčku

Technické parametry

Materiál:	PP (Polypropylen)
Maximální přetížení úhlových rotorů:	25 000 g
Teplotní rozsah:	–196 až +121 °C (nelze ponořit do tekutého dusíku)
Dělení orientační stupnice:	0,5 ml



Nesterilní			Sterilní		
Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
čirá	2x100	U330075.N	čirá	10x20	U331075.N
modrá	2x100	U330075.M	hnědá	10x20	U331075.A
zelená	2x100	U330075.Z			
červená	2x100	U330075.R			

žlutá	2x100	U330075.Y	
hnědá	2x100	U330075.A	